

VisualEyes

医療機器認証番号：225AKBZX00031000



visualeyseシリーズ

低コスト

ENGに比べ低価格で消耗品も少ないのでランニングコストも抑えられます。


リモコン操作

検査の進行はリモコン操作で簡単に!!



眼球映像を拡大表示

外部モニターに見やすく眼球映像を拡大表示



シーンカメラ

体位や検査風景を録画し眼球映像と同期



軽量ゴーグル

320gの軽量ゴーグルはスリッパに強く暗所開眼環境も簡単に再現







簡単計測

データベースに患者データ、眼振図データ、眼球映像を記録し瞬時に検索表示

簡単装着、簡単計測

自動計算、自動出力、充実した解析内容



VisualEyes515

VisualEyes515m VisualEyes515b

対応検査

- 自発眼振検査
- 頭位眼振検査
- 頭位変換眼振検査
- 温度眼振検査

保険点数（参考）

- 標準検査 20点
- 電気眼振検図(その他の場合) 260点
- 頭位及び頭位変換眼振検査(赤外線CCDカメラ等による場合)300点
- 温度眼振検査 120点

VisualEyes515は視刺激誘発の検査を除いたシンプルなシステム構成です。

セットアップから計測、解析まで簡単におこなうことができます。眼球映像の録画や患者様の体位の録画も可能です。

VisualEyes525

VisualEyes525m VisualEyes525b

対応検査

- 自発眼振検査
- 頭位眼振検査
- 頭位変換眼振検査
- 温度眼振検査
- 注視眼振検査
- 視運動眼振検査(OKN)
- 視標追跡検査(ETT)
- 急速眼球運動検査

保険点数（参考）

- 標準検査 20点
- 電気眼振検図(その他の場合) 260点
- 頭位及び頭位変換眼振検査(赤外線CCDカメラ等による場合)300点
- 温度眼振検査 120点
- 視運動眼振検査 120点
- 指標追跡検査 120点

VisualEyes525は視刺激誘発の検査を含めたトータルシステム構成です。

セットアップから計測、解析まで簡単におこなうことができます。眼球映像の録画や患者様の体位の録画も可能です。

視刺激プログラムは眼振記録用PCより出力されますので追加のハードウェアは表示モニタのみのシンプル、省スペース設計です。

型番	VisualEyes515 (m,b)VisualEyes525(m,b)
寸法	単眼:W216mmxD252mmxH131mm 両眼:W216mmxD302mmxH131mm
カメラサンプリング	100Hz
クラス分類	クラスII BF型装着部 特定保守管理医療機器
一般の名称	眼球運動検査装置
重量	単眼:320g 両眼:385g