

インライン電源



AC150A 電源



AC137A 電源

全ての AC シリーズのインライン電源は EC 低電圧指令および EMC 指令に適合した CE マーク付きで、全て UL および TUV 認証を受けています。ユニットは IEC 標準の電源入力プラグとなっており、100~240VAC、50~60Hz の電力定格幹線で動作します。各電源は、USA または EURO の電源コードを含みます。(ACCORD US/EURO、ACCORD-HUS 病院用)

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| AC101A | ±12V、+5V、1A | AC 電源のコンセントを LDF100C に接続します。各 LDF100C モジュールに 1 つの AC101A が付属します。 |
| AC137A | +6V、1.5A | TSD137 シリーズ流量計のヒーター電源。 |
| AC150A | +12V、4.17A | AC 電源のコンセントに MP160/MP150 システムまたは GASSYSTEM2 を接続します。各 MP160/MP150 システムまたは GASSYSTEM2 に 1 つの AC150A が付属します。 |
| AC300A | +12V、1.25A | 電源コンセントを MP システムに接続します。各 MP36/35 システムに 1 つの AC300A が付属します。 |

参照： IPS100C アイソレート電源