

## SS10L プッシュボタン式ハンドスイッチ

SS10L プッシュボタン式ハンドスイッチは、リモートイベントマーキングまたは心理生理学的反応検査において使用されます。握り安い設計のプッシュボタン式スイッチは、非常に頑丈で信頼性があり、記録中にイベントを簡単にマーキングすることができます。ボタンからのデータが画面上に表示されます。通常は 0V を読み込み、ボタンが押された時に +5mV で表示されます。



### SS10L の仕様

ケーブル長： 2m

コネクタタイプ： MP36/35 のフロントパネル入力に接続する 9 ピン DIN