

SS43L BSL 用 連続可変評価トランスデューサ

様々な異なる刺激に対して主観的反応を記録するために、この手持ち式、スライド制御トランスデューサを使用します。複数の人が同時に同じ質問に答えるか、あるいは刺激に反応するようにするため、複合式トランスデューサを使用してください。ユニット前面にあるスケールスリーブにパラメーターを挿入することで、容易に応答スケールをカスタマイズします。



SS43L の仕様

スケール出力レンジ：	0～5V
スケール分解能：	無限に調整可
スライド制御の長さ：	10cm
寸法：	4cm（高さ）×11cm（奥行）×19cm（幅）
重量：	230g
ケーブル長：	7.6m