


## SS53L-SS55L デジタルスイッチシリーズ



マーキングまたは精神生理学的な応答検査のための外部トリガー取得においてもリモートで使用します。デジタル入力チャンネルとしてスイッチデータを測定します。MP36/35 のデジタル入力にのみ接続してください。

### SS53L ハンドスイッチ

レッスン H11、H16、H24、H27、H30 を参照してください。

### SS54L フットスイッチ

レッスン H11、H16、H24、H27、H30 を参照してください。

スイッチタイプ：プッシュボタン：ON-OFF

寸法：69mm（幅）×90mm（長さ）×26mm（高さ）

ケーブル長：1.8m

コネクタタイプ：DSUB 25 メス

### SS55L 8チャンネルデジタルマーカスイッチ

レッスン H11、H16、H24、H27、H30 を参照してください。

別々にイベントをマークするか、最大8チャンネルまで同時に反応を与えます。個別のアナログ入力チャンネルのためにイベントマーカとして別々のデジタルチャンネルを割り当てます。ユニット前面のスケールスリーブにパラメータを挿入することで応答スケールを容易にカスタマイズします。

スイッチタイプ：プッシュボタン：ON-OFF

寸法：19cm（幅）×11cm（奥行）×4cm（高さ）

ケーブル長：3m

コネクタタイプ：DSUB 25 メス